

Spin Air

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

IUL Spin Air пробоотборник для мониторинга микробиологического загрязнения воздуха

Предназначен для лабораторных или полевых измерений в любом месте. Используется с чашками Петри 60/90 мм. Код модели для заказа: 90005500



Страна производитель: Испания

Описание устройства

Анализ и контроль микробной контаминации воздуха — один из главных процессов в учреждениях и на предприятиях, где предъявляются высокие требования к уровню чистоты воздуха. Пробоотборник Spin Air представляет собой небольшой прибор портативного типа, предназначенный для отбора воздушных проб. Прецизионность и точность устройства находятся на превосходном уровне, благодаря особой spin-технологии, которая применяется в отборниках Spin Air и превосходит, по уровню качества, подобные показатели других систем пробоотборного характера.

Научные подразделения, косметические и пищевые производства, а также здравоохранительные заведения получают потрясающие возможности для оценки микробной загрязненности воздуха, если воспользуются прибором Spin Air.

Пробоотборники IUL — это устройства портативного типа, которые отлично приспособлены для транспортировки. Устройство позволяет отбирать пробы воздуха, практически, в любых местах. Прибор очень прост в эксплуатации: нужно отвернуть крышку пробоотборника, вставить в держатель чашку Петри, а затем вернуть крышку на место. После этого, точный

объем воздуха принудительно втягивается в направлении чашки Петри и ударяется о поверхность питательной среды. По окончании инкубации, по числу увеличившихся колоний, оценивается уровень микробной контаминации воздуха.

Особенности системы

Оригинальная Spin-технология: IUL's Spin-технология способствует увеличению прецизионности, точности и чувствительности процесса отбора воздушных проб в условиях загрязненности среднего и высокого типа, в основном, в помещениях, относящихся к классу чистоты C и D, а также при повседневном мониторинге объектов и предметов окружающей среды.

Spin-технология позволяет полноценно использовать поверхность питательной среды для 100% контроля воздуха, что значительно повышает статистическую достоверность способа. Остальные пробоотборники позволяют использовать лишь 5 % поверхности.

Простота использования: Все пробоотборники данного типа являются портативными и удобными. Их, без проблем, можно устанавливать на треногу с целью обеспечения нужного направления отбора проб. В случае возникновения проблем с прохождением потока воздуха, сразу же, сработает сигнализация, и отбор пробы прервется. Функция обратного отсчета контролирует процесс влияния оператора на итог исследования.

Соответствие нормативам: пробоотборник Spin Air изготовлен в соответствии с требованиями USP 797 & 1116. В комплекте с устройством поставляется документация IQ, DQ, OQ.

Полная прослеживаемость проб: полная совместимость формата снятия данных с LIMS, а также возможность коннекта принтера и ридера штрих-кодов гарантируют прослеживаемость взятых проб.

Аксессуары:

- держатель и крышка для чашек Петри из алюминия диаметром 90 миллиметров
- держатель и крышка для чашек Rodac из алюминия диаметром 60 миллиметров
- держатель и крышка для чашек Петри из алюминия диаметром 55/60 миллиметров
- держатель и крышка для чашек Петри из пластика диаметром 90 миллиметров
- держатель и крышка для чашек Rodac из пластика диаметром 60 миллиметров
- держатель и крышка для чашек Петри из пластика диаметром 55/60 миллиметров
- держатель и крышка для чашек Петри из нержавеющей стали диаметром 90 миллиметров
- держатель и крышка для чашек из нержавеющей стали диаметром Rodac 60 миллиметров
- держатель и крышка для чашек Петри из нержавеющей стали диаметром 55/60 миллиметров
- кабель для подключения к компьютеру/принтеру
- тренога
- устройство сканирования штрих-кода

У нас можно купить IUL Spin Air пробоотборник для мониторинга микробиологического загрязнения воздуха с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Поток воздуха, литры в минуту	100(чашка 90 миллиметров) 60 (чашка Rodac) Управляется микропроцессором
Общий объем воздуха, литров	0-9999
Задержка перед началом, минут, поделенных на секунды	60
Скорость вращения, оборотов в минуту	0, 1, 2, 3 и 4
Резьба для треноги	В нижней части
Связь	RS232C с компьютером/принтером
Формат связи	XML, CSV
Подключение устройства для считывания штрих-кода	Устройство для считывания штрих-кода IUL
Блок питания	100-240 Вольт переменного тока, 50/60 Герц, 12 Ватт CC 15 Ватт
Аккумулятор	Никельметалгидридный (NiMH) 7,2 Вольт
Диапазон	8 часов при полной зарядке (без вспомогательного устройства)
Вес, килограмм	1,7
Чехол для транспортировки	Да
Поставляется с 90 миллиметровой платформой и крышкой	Алюминий

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	